

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA H. VĨNH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *398* TB-BVĐK

Vĩnh Thạnh, ngày *29* tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Các nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh đang chuẩn bị thực hiện gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu điều trị năm 2023-2024, mời các nhà thầu có quan tâm cung cấp các thông tin hàng hoá theo danh mục đính kèm về Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2022.

- **Địa chỉ:** Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh; Quốc lộ 80, Ấp Vĩnh Tiên, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 02923 641130.

Vĩnh Thạnh, ngày *29* Tháng *9* năm 2022

P. GIÁM ĐỐC



BS. CKI. Nguyễn Kim Trinh

13	Calcium	ISO 9001:2000										
14	Cholesterol	ISO 9001:2000										
15	Creatinine	ISO 9001:2000										
17	GGT	ISO 9001:2000										
18	Glucose (Oxidase)	ISO 9001:2000										
19	HBA1C Calibrator	ISO 9001:2000										
20	HBA1C Control Set L1,2	ISO 9001:2000										
21	HBA1C direct	ISO 9001:2000										
22	HDL-Cholesterol direct	ISO 9001:2000										
23	Hitergent Solution	ISO 9001:2000										
24	Multi cleaning solution	ISO 9001:2000										
25	Sample cup.	ISO 9001:2000										
27	Total Protein	ISO 9001:2000										
28	Triglycerides	ISO 9001:2000										
29	Uric Acid	ISO 9001:2000										

11 / 25 x 2500 / 1000

10	Băng cuộn 10cm x 5m	10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.									
11	lựa y tế (tương đương)	Băng dính dùng trong y tế-Silkplast 2.5 cm x 5 m									
12	Băng keo thử nhiệt (tương đương 12m x 55m)	Băng keo chỉ thị nhiệt là cuộn băng dán bằng giấy tổng hợp giãn nở theo nhiệt, mặt trên có các vạch mực in thay đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định. - Sản phẩm đạt chứng nhận CE Marking- Hệ thống QMS của sản phẩm đạt EN ISO 13485:2									
13	Băng thun 3 móc (dùng trong y tế)	Nguyên liệu: Dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Ngoại quan: Mềm, mịn, có độ đàn hồi. Màu trắng. Đạt chuẩn về: Độ bền kéo đứt, Độ giãn, Độ bền nén thùng									
14	Bộ đặt nội khí quản người lớn	Bộ đặt nội khí quản trẻ em, người lớn, sơ sinh (4 lưỡi : số 00-45mm, số 1-70mm, số 3-108mm, số 4-133mm)									
15	Bộ đặt nội khí quản trẻ em	Bộ đặt nội khí quản trẻ em, người lớn, sơ sinh (4 lưỡi : số 00-45mm, số 1-70mm, số 3-108mm, số 4-133mm)									

11/10/2021

16	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	Van khoá điều chỉnh, Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Bồng nhỏ giọt có màng lọc dịch; Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn $\geq 1500\text{mm}$. Không chứa độc tố									
17	Bo huyết áp	Màu đen, chất liệu Latex, dùng thay thế trong bộ huyết áp kế									
18	Bộ nhuộm Gram	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranin.									
19	Bộ rửa dạ dày	Làm bằng cao su thiên nhiên									
20	Bơm cho ăn dùng một lần 50ml	Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.									
21	Bơm tiêm dùng một lần 10ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng.									
22	Bơm tiêm dùng một lần 1ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2"; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết $\leq 0,03\text{ml}$									

110/2020/2021

38	Chi phẫu thuật không tiêu đơn sợi 4/0 + Kim	<p>Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi, chất liệu Polyamide 6-6.6 (Nylon), màu đen, có lớp bao phủ silicon, số 4/0, dài 75cm.</p> <p>- Kim tam giác 3/8c, dài 18mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.</p> <p>- Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.</p>									
39	Chi phẫu thuật không tiêu đơn sợi 5/0 + kim	<p>Chỉ không tiêu đơn sợi Nylon màu xanh dương 5/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 16</p>									
40	Chi tan tự nhiên 3/0	<p>Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi bằng Collagen tinh khiết, màu nâu, số 3/0, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày.</p> <p>- Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon.</p> <p>- Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.</p>									

101	<p>Ống nghiệm chống đông EDTA</p>	<p>Ống nghiệm không thước 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hb, Hct...)- Thể tích ống nghiệm tùy loại : từ 2.0ml đến 10ml.- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2), dùng kháng đông từ 0.5ml đến 7ml máu tương ứng với vạch lấy mẫu trên nhãn ống. Hóa chất EDTA là K2 và ở dạng lỏng hoặc đông khô. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh dương hoặc có thể thay đổi theo nhu cầu.- Ống nghiệm</p>									
-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

102	Ống nghiệm Citrate	<p>Ống nghiệm kích thước 13x75mm, 13x100mm, 8x120mm. sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Dùng trong xét nghiệm hồng cầu lắng.-Thể tích ống nghiệm tùy loại : từ 1.6ml đến 2.4ml.- Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 0.129mol/L (4NC)- Nắp đậy ống nghiệm: nắp màu xanh lá cây bằng nhựa. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu- Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.- Sản xuất tại Việt Nam – Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam, công ty đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015</p>									
-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HÀNG SỐ X 11

		<p>Ống nghiệm kim thước 13x75mm, 13x100mm, 16x100mm; sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na⁺, K⁺, Cl⁻... trừ Li⁺), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH₃ và định lượng Alcol trong máu.- Thẻ tích ống nghiệm tùy loại : từ 2.0ml đến 10ml.- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium, lượng kháng đông trong ống thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng (tương ứng với vạch lấy mẫu trên nhãn ống). Hóa chất Heparine lithium có thể ở dạng lỏng hoặc</p>								
103	Ống nghiệm Heparin									
104	Ống nghiệm máu lắng chân không Citrate 3.2%	<p>Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.2% kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp để thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016</p>								
105	Ống nghiệm nhựa	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.								
106	Ống nội khí quản có bóng số 3,5	<p>Ống thông nội khí quản cho sử dụng một lần chủ yếu được làm bằng nhựa PVC y tế. Sản phẩm được khử trùng bởi E.O. Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần các số</p>								

127	Test nhanh HBsAg	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy: 98.89 %, Độ đặc hiệu: 98.87 % - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml									
128	Test thử đường huyết (lắp đặt máy)	100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ± 10 mg/dL và ± 15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ < 100 mg/dL hoặc 5.55 mmol/l. Men thử FAD-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Hematocrit: 10 - 65%									
129	Thuốc rửa phim.XQ	Thuốc rửa phim dùng trong y tế									

